

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT :

BEUTEL und SCHLÄUCHE BOP
MIT DOPPELINDIKATOR
entsprechend den Bestimmungen der Norm EN 868-1 / 5

ZUSAMMENSETZUNG :

Eine Seite aus der durchsichtigen lilafarbenen Verbundfolie POLYESTER der Stärke 12 µm sowie aus POLYPROPYLEN « SHATTERLESS » der Stärke 40 µm bedruckt im « Zello-Email » Verfahren zwischen den beiden Folienhälften. Die andere Seite besteht aus einseitig ungeglättetem Papier vom Typ B (Flächengewicht : 60g/m²), das speziell für medizinische Zwecke geeignet ist und den geltenden europäischen Normen entspricht.

ANWENDUNGSGEBIETE :

Zur Verpackung verschiedener Produkte (Wäsche, Tablettts, Binden, Kompressen, medizinische Instrumenten usw.), die einer Sterilisation durch Dampf, Gas (EO + FO) unterzogen werden.

STERILISATIONSVERFAHREN :

Dampf - EO - FO

EMPFEHLUNG :

Damit das Sterilisationsmedium ungehindert zirkulieren kann, den Beutel maximum zu 2/3 befüllen.
Die Beuteln sollten so placiert werden, dass immer Folie an Folie und Papier an Papier liegt.
Empfohlene Siegeltemperatur = 160 bis 200°C.
(Angabe des Herstellers der Siegelgerät beachten !)

EIGENSCHAFTEN :

Lässt sich leicht peelen.
Unzerreißbare Folie mit der ein Öffnen ohne Abriss von Fasern und Partikeln gewährleistet ist.
Die Bedruckung ist in « Zello-Email » angebracht im sogenannten « Sandwichverfahren » zwischen den beiden Folienhälften. Dadurch wird eine Kontaminierung der Pigmente mit dem Beutelinhalt ausgeschlossen.

Ancor Flexibles SPS

5 rue de Montigny Z.I. - BP170 - 77527 Coulommiers Cedex France

Tél. : +33 (0) 1 64 75 60 00 - Fax : +33 (0) 1 64 75 60 07

SASU au capital de 800.357 € - Siret 321 716 847 00025 - RCS Meaux 81 B 334

Code TVA : Fr68 321 716 847 - APE 252C



TECHNISCHE DATEN :

KENNWERTE VERBUNDSTOFF	VERFAHREN	MASSEINHEIT	SPEZIFIKATION
Flächenmasse	NFQ03 19	g/m ²	55,6 +/- 5%
Stärke	SPS	µm	54 +/- 5%
PAPIER			
Flächenmasse	NFQ03 19	g/m ²	> 57
BEUTEL			
Verschweisskraft	Pharmacopée Française (amtliches frz. Arzneibuch)	N/15mm	> 2
Abziehbarkeit	Pharmacopée Française (amtliches frz. Arzneibuch)	N/15 mm	< 4
Unversehrtheit	Pharmacopée Française (amtliches frz. Arzneibuch)		konform
Masse manuelles Öffnen	SPS SPS abziehbar auf 10m/mm	mm	Nennmass +/- 2 keinerlei Bruchstelle auf der Folie bei 10 aufeinanderfolgenden Beuteln

Die Angaben auf diesem Datenblatt beziehen sich auf die in unserem Besitz befindlichen Daten.

Anderung dieser Angaben aus Gründen des technischen Fortschritts und der Entwicklung des Kenntnisstands vorbehalten.

Nr. FS 18

5 rue de Montigny Z.I. - BP170 - 77527 Coulommiers Cedex France

Tél. : +33 (0) 1 64 75 60 00 - Fax : +33 (0) 1 64 75 60 07

SASU au capital de 800.357 € - Siret 321 716 847 00025 - RCS Meaux 81 B 334

Code TVA : Fr68 321 716 847 - APE 252C

Ausgabe : November 1999





SPS Laboratoires

Hinweise zur Anwendung und Handhabung von Klarsichtbeuteln und -schläuchen

Beutelaufdruck: Steril wenn die Packung nicht beschädigt ist
Gas: gelb sterilisiert
Dampf: braun sterilisiert

Anwendungshinweise: Klarsichtbeutel und -schläuche dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen.

Versiegeln Sie das offene Ende (die offenen Enden) mit einem Durchlauf- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur (170° - 184°C – bitte beim Hersteller des Siegelgerätes erfragen).

Die Verpackung darf nur **einmal** benutzt werden.

Lagerbedingungen: Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze. Empfohlen werden folgende Werte: Temperatur 10° - 30°C
Luftfeuchtigkeit 30 – 70%

Die Transportkartons sollten bei Transport und Lagerung nicht beschädigt werden.